

Tragen des Aktivitäts-Armbands

Wir möchten Sie bitten, ein Armband mit einem Aktivitätssensor vor manchen Ihrer Termine am Prüfzentrum für drei Tage lang zu tragen. Dieses Armband ist so gestaltet, dass es möglichst wenig stört, und Sie sollten in der Lage sein, an diesen Tagen Ihren alltäglichen Tätigkeiten ohne Beeinträchtigungen nachgehen zu können. Unten finden Sie einige einfache Anleitungen.

Wann soll das Armband getragen werden?

Wir bitten Sie, das Armband für drei ganze Tage vor den Prüfzentrumsterminen VR, V1B, V2B und V3B zu tragen. Sollten Sie zum Beispiel einen Termin am 14. haben, dann tragen Sie das Armband am 11., 12. und 13., und nehmen es bis zu Ihrem Termin nicht ab. Wir werden Sie etwa einen Tag, bevor das Armband angelegt werden soll, anrufen, um Sie daran zu erinnern.

Wann sollten Sie das Armband abnehmen?

Während der gesamten drei Tage sollten Sie das Armband ständig tragen, auch nachts und beim Baden oder Duschen (es ist wasserdicht). Wenn Sie sich allerdings bei einer bestimmten Tätigkeit mit dem Armband nicht wohl fühlen (zum Beispiel, wenn Sie ein Bad nehmen), können Sie es vorübergehend abnehmen. Sie sollten es aber baldmöglichst wieder anlegen.

Wie ist das Armband zu tragen?

Sie sollten es am Handgelenk Ihrer nicht-dominanten Hand (wenn Sie Rechtshänder sind, an der linken Hand, und umgekehrt) tragen, also wie eine normale Uhr.

Was, wenn der Sensor aus dem Armband fällt?

Sie sollten den Sensor nicht aus dem Armband entfernen. Sollte dies dennoch geschehen, müssen Sie ihn, wie in der Abbildung gezeigt, wieder einsetzen. Der Sensor sollte so eingesetzt werden, dass die Bezeichnung („Axivity“) und ein kleiner Pfeil zu sehen sind. Der Pfeil auf dem Armband sollte an dem Pfeil auf dem Sensor ausgerichtet sein. Das Einsetzen sollte manuell, ohne Zuhilfenahme von Werkzeugen, erfolgen.



Was, wenn am Armband ein rotes Licht zu blinken beginnt?

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Batterie des Gerätes entladen wird. Sollte dies dennoch passieren, werden Sie ein rotes Licht am Armband blinken sehen. In diesem Fall bitten wir Sie, sich an das Prüfzentrum zu wenden, um einen Ersatz zu erhalten.