

Port du bracelet d'activité

Nous vous demandons de porter un bracelet équipé d'un capteur d'activité pendant les trois jours qui précèdent certaines de vos visites au centre d'essais cliniques. Ce bracelet est conçu de manière à vous gêner le moins possible et ne devrait avoir aucun impact négatif sur vos activités quotidiennes que vous pourrez effectuer sans difficultés les jours où vous le porterez. Veuillez lire les instructions ci-dessous.

Quand porter le bracelet ?

Nous vous demandons de porter le bracelet pendant les trois jours complets qui précèdent les visites VR, V1B, V2B et V3B au centre d'essais cliniques. Si vous avez par exemple rendez-vous au centre d'essais cliniques le 14 du mois, vous devrez porter le bracelet les 11, 12 et 13 du mois jusqu'au moment du rendez-vous. Nous vous téléphonerons pour vous rappeler de porter le bracelet la veille du jour où vous devrez le mettre.

Quand devez-vous retirer le bracelet ?

Pendant ces trois jours, vous devrez porter le bracelet en continu, y compris la nuit et pendant la toilette (il est étanche). Si cependant vous êtes gêné pour effectuer certaines activités avec le bracelet (par exemple, prendre un bain), vous pourrez le retirer temporairement. Vous devrez alors, dans la mesure du possible, le remettre immédiatement après.

Comment porter le bracelet ?

Il doit être porté au poignet de la main non dominante, comme vous porteriez une montre ordinaire.

Que se passe-t-il si le capteur se détache du bracelet ?

Vous ne devez pas retirer le capteur du bracelet. Cependant, si cela se produit, il vous suffit de le remettre en place, comme indiqué sur l'illustration. Le capteur doit être inséré dans le bracelet, la face où figurent les lettres (« Axivity ») et une petite flèche, devra être orientée vers vous. Ensuite, la flèche du bracelet doit être alignée avec celle du capteur. Insérez-le manuellement, sans utiliser d'outil.



Que se passe-t-il si le bracelet émet un bref clignotement rouge ?

La pile du dispositif ne devrait pas se décharger. Cependant, si tel est le cas, le bracelet émet un bref clignotement rouge. Dans ce cas, nous vous demandons de vous adresser au centre d'essais cliniques qui vous remettra un dispositif de remplacement.