

Az aktivitásmérő karpánt viselése

Arra szeretnénk kérni, hogy néhány vizsgálóhelyi vizit előtt három napig viseljen aktivitás-érzékelővel ellátott karpántot. Ez a karpánt úgy van tervezve, hogy a lehető legkevésbé legyen zavaró, és Ön ezekben a napokban úgy tudja majd végezni napi tevékenységeit, hogy arra a karpánt ne legyen semmilyen kedvezőtlen hatással. Alább néhány egyszerű utasítást találhat az ezzel kapcsolatban.

Mikor viselje a karpántot?

Arra szeretnénk kérni, hogy a VR, V1B, V2B és V3B vizsgálóhelyi vizitek előtti három teljes napon át viselje a karpántot. Például, ha a vizit 14-ére van kitűzve, a karpántot 11-én, 12-én és 13-án kell viselnie, és a vizit időpontjáig magán kell hagynia. Körülbelül egy nappal azelőtt, hogy szükség lesz rá, mi felhívjuk, hogy ne feledje el feltenni a karpántot.

Mikor kell levennie a karpántot?

Ezalatt a három nap alatt folyamatosan viselnie kell a karpántot, még éjszaka vagy fürdés közben is (vízálló). Ha azonban bizonyos tevékenységeket kényelmetlen a karpánt viselése közben elvégezni (például, ha fürdik), ideiglenesen eltávolíthatja azt. Amint lehetséges, ismét fel kell tennie.

Hogyan kell viselni a karpántot?

A nem-domináns kezének csuklóján kell viselnie, mint egy karórát.

Mi történik, ha az érzékelőt kiveszi a karpántból?

Az érzékelőt nem szabad kivennie a karpántból. Ha ezt mégis megteszi, azt az ábrán látható módon kell visszatennie. Az érzékelőt úgy kell behelyezni a karpántba, hogy a betűk („Axivity”) és a kis nyíl látható legyen. Ezután a karpánton lévő nyilat egy vonalba kell hoznia az érzékelőn lévő nyállal. Segédeszköz nélkül, kézzel kell behelyeznie.



Mi történik, ha a karpánt rövid időtartamú piros fénnel villogni kezd?

A karpánt akkumulátora várhatóan nem merül le. Ha azonban a karpánt rövid időtartamú piros fénnel villogni kezd, azt jelenti, hogy mégis ez történt. Ebben az esetben arra kérjük, hogy pótakkumulátorért forduljon a vizsgálóhelyhez.